

シグマデルタ気化器

Sigma Delta Vaporizer



シグマデルタ気化器は、
あらゆる温度、
あらゆる流量の環境下で、
正確な濃度の麻酔ガスを
供給することを約束します

- ◆ メンテナンスフリー*
- ◆ 低流量域での高精度を実現
- ◆ ハロタン、エンフルラン、イソフルラン、セボフルランの各麻酔薬用を用意
- ◆ 麻酔薬注入方式はキーフィラー、スクリューキャップフィラー、クイックフィラーの3タイプ
- ◆ 本体にアルミニウムを採用し、軽量化を実現

Sigma Delta Vaporizer

シグマデルタ気化器




● 本体

麻酔薬	取付方式	注入方式
ハロタン	ケージマウント テーパー	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
	セレクタテック コンパティブル	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
エンフルラン	ケージマウント テーパー	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
	セレクタテック コンパティブル	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
イソフルラン	ケージマウント テーパー	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
	セレクタテック コンパティブル	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
セボフルラン(5%)	ケージマウント テーパー	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
	セレクタテック コンパティブル	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
セボフルラン(8%)	ケージマウント テーパー	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー
	セレクタテック コンパティブル	◆キーフィラー ◆スクリューキャップフィラー ◆クイックフィラー

※ エンフルラン・イソフルラン・セボフルラン用は10年毎、ハロタン用は5年毎に必ずオーバーホールを実施してください。
 ● 外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

● 流量特性



● 仕様等

濃度測定範囲	0~5% (セボフルランのみ0~8%)
濃度設定目盛	0~2Vol% (0.2%単位) 2~5Vol% (0.5%単位) セボフルランのみ2~8Vol% (0.5%単位)
薬液の容量	最大250mL (±10mL)
吸収量	60mL (±10mL)
使用条件	キャリアガス流量0.2~15L/分、室温15~30°C
寸法	ケージマウント テーパー 133(W)×219(H)×158(D)mm セレクタテック コンパティブル 120(W)×242(H)×190(D)mm
重量	4.8kg
医療機器 製造販売承認番号	21300BZY00174000

製造販売業者	〒130-0026 東京都墨田区両国4-2-8 ヤマシタビル クロス・メディカルサービス株式会社 電話03-3633-6333 (代) FAX03-3633-1333 第一種医療機器製造販売業許可番号 13B1X101111	
製造業者	 Penlon Penlon Ltd. Radley Road, Abingdon, OX14 3PH, UK	